

P H E N I X N E O

TUTTA LA
COMPETENZA
PHENIX SUL
VOSTRO PC

RIABILITAZIONE
PERINEALE
E FUNZIONALE



Distribuito da

ADS Med

ADSMED di De Santis Alessandra

Sede Operativa: Via Chiantigiana, 239 50012 Grassano (Firenze)

Sede Legale: Via Sant'Isidoro 4/A 50023 Impruneta (Firenze)

Tel. +39 3392594908

P.IVA 07064810489- Cod.Fiscale DSNLSN71T67H703L

Mail. a.desantis@adsmed.it

Web www.adsmed.it



P H E N I X®

Care & Movement







PHENIX NEO

LA SOLUZIONE PROFESSIONALE SUL VOSTRO PC PER LA RIABILITAZIONE PERINEALE E LOCOMOTORIA

PHENIX Neo è la soluzione per tutti i fisioterapisti che vogliono essere in grado di specializzarsi nella riabilitazione del movimento. Sfrutta tutta la tecnologia PHENIX e risponde ai disturbi perineali e muscoloscheletrici per i quali la combinazione di stimolazione e biofeedback è integrata nel protocollo di trattamento. Comprende l'azione circolatoria e trofica prodotta dalla stimolazione della muscolatura liscia vascolare.



LE OPZIONI

-  Versatile
-  Interfaccia semplice ed evoluta
-  Più di 250 programmi
-  Specializzato nella riabilitazione perineale in movimento
-  Schede di sintesi
-  Funzione Multipaziente

POD Multipaziente
POD Interferenziale
Manometro (1-3 canali)
Sonda
Pelvimetro




Pod Multipaziente



Pod Interferenziale



Pelvimetro



Sonda Anale a palloncino



Modulo Manometrico da 1 a 3 canali

LA SOLUZIONE DI SPECIALIZZAZIONE NELLA RIABILITAZIONE PERINEALE



L'assistente terapeutico e L'integrazione con il vostro Neo vi permette di ottenere i giusti programmi di trattamento e le azioni terapeutiche da intraprendere in modo semplice e rapido. Compilare i segni clinici del paziente spuntare le caselle di un MCQ, fare clic! Il trattamento è programmato e salvato!



Riabilitazione in movimento

Riteniamo che la valutazione o la riabilitazione del perineo e dell'apparato muscolo-scheletrico debbano essere effettuate nelle posture quotidiane del paziente. Grazie alla tecnologia wireless, PHENIX ha liberato i movimenti in modo che il paziente e l'assistente possano beneficiare di uno spazio in cui la mobilità è possibile!



Qualità dell'elettrostimolazione e del biofeedback:

la tecnologia PHENIX!

L'importanza di combinare un'elettrostimolazione di qualità con una II biofeedback ottimizzato contribuisce ad accelerare il recupero sensorimotorio. La riabilitazione assistita da questa combinazione vincente è più efficace e permette di inserire il paziente in un programma di cura efficiente.



POD Stimolazione/Biofeedback

Unità mobile che comunica con il sistema centrale. È il trasmettitore/ ricevitore senza fili che consente di riabilitare il paziente in movimento in un ambiente sicuro e protetto libero da fili collegati al dispositivo.



UN PERCORSO DI CURA EFFICIENTE

Bilancio

Valutazioni adattate ai pazienti (generale, post- partum, pediatrica, specialistica)

Supporto

Una varietà di programmi per la riabilitazione del movimento e il trattamento completo delle patologie

Analisi

Ampie capacità analitiche per lo sviluppo di prescrizioni e di migliorare il feedback della vostra assistenza terapeutica.





State tranquilli anche i nostri servizi sono professionali

I nostri esperti sono al vostro fianco dal momento dell'acquisto del PHENIX, dalla formazione alla manutenzione. Sono consapevoli dei vostri vincoli commerciali e sono i vostri interlocutori privilegiati.

Requisiti minimi del PC per il software DAL V7 :

- Sistema operativo consigliato: Windows 10 64-bit (non compatibile con MAC OS, Linux, Windows RT e Android)
- Velocità del processore 2 GHz.
- Memoria RAM: 8 GB
- Disco rigido: 100 GB
- 2 porte USB distanti almeno 11 mm
- Scheda grafica: 1 GB
- Risoluzione: 1920 x 1080 (ottimale) 2560 x 1440 (massima)



Formazione all'utilizzo

Corsi di formazione gratuiti che consentono di imparare a utilizzare il PHENIX e le sue numerose applicazioni terapeutiche.

Supporto continuo

Ulteriori corsi di formazione sono disponibili online su richiesta. Personalizzati, vengono erogati a distanza da un istruttore che vi guida in tempo reale nella gestione e nell'uso dell'attrezzatura.

Garanzia e assistenza

I nostri dispositivi e le loro periferiche sono garantiti per due anni per parti e manodopera (un'estensione della garanzia può essere per un periodo massimo di 24 mesi dalla consegna).

Al di fuori del periodo di garanzia, tutte le nostre riparazioni sono garantite per 1 anno.

Contratto di manutenzione

Più di un'estensione di garanzia di due anni, il contratto di manutenzione Phenix è un'assicurazione di tranquillità che offre molti vantaggi.

VIVALTIS è certificata ISO 13485 dal GMED.
In conformità alle normative europee vigenti,
PHENIX Neo è un dispositivo medico di classe IIb.



PHENIX®

Care & Movement

PHENIX®, UN MARCHIO DELLA SOCIETÀ VIVALTIS

www.vivaltis.com



VIVALTIS, CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO PER LA FISIOTERAPIA

Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 Montpellier

Tel: (33) 4 67 27 48 89 - Fax: (33) 4 67 27 15 49

E-mail: marketing@vivaltis.com

SASU con un capitale di 249 520 € - Siret 42381946500034 APE 2660Z
N°Intracomunità FR61423819465

